


## ESQUEMA GRÁFICO



## MÁSCARAS DE SUJECCIÓN

Pág.  
1/2

### DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO:

Máscara facial desechable de sujeción, no estéril, de un solo uso.

### COMPONENTES PRINCIPALES

**Capa Externa:** Fabricada con tela no tejida con gramaje mínimo de 13 g/m<sup>2</sup>.

**Capa Media – Filtro:** Fabricada con filtro de tela no tejida con gramaje mínimo de 10 g/m<sup>2</sup>. (Eficiencia de Filtración de Bacterias ≥ 98%)

**Capa Interna:** Fabricada con tela no tejida con gramaje mínimo de 20 g/m<sup>2</sup>.

**Cintas Laterales:** Fabricada con tela no tejida con gramaje mínimo de 20 g/m<sup>2</sup>.

**Alambre recubierto:** Elaborado con alambre recubierto de plástico PE (Polietileno) 3.0mm ancho, calibre del alambre 0,5mm.

**Elástico Circular:** Elaborado con Spandex y Poliéster, no irrita la piel.

Sellada con ultrasonido.

**Presentación en color:** Amarilla, Azul, Blanca, Lila, Verde.

Dimensiones de la Máscara Facial:

Largo de la máscara: 172 mm -178 mm

Ancho de la máscara : 98 mm -102 mm

Largo del alambre : Mínimo 95 mm

Largo del elástico: 140mm – 180 mm

Ancho de la cinta lateral: 8mm – 12mm.

## PRESENTACIÓN COMERCIAL

50 unidades / Caja plegadiza  
20 Caja plegadiza / Caja corrugada  
1000 unidades / Caja corrugada

## INSPECCIÓN VISUAL

**Ausencia de defectos:** Las máscaras faciales deben estar libres de manchas, partículas extrañas y hebras. Las máscaras faciales deben estar libres de orificios y manchas. Según normas internas de fabricación.

## ENSAYOS FISICOS

**Dimensiones:** largo de la máscara, ancho de la máscara, largo del elástico, largo del alambre y ancho de la cinta lateral. Según normas internas de fabricación.

**Resistencia mecánica:** determina la seguridad de las uniones de la máscara facial cuando son sometidas a fuerzas externas de tensión. Según normas internas de fabricación.

## MÁSCARAS DE SUJECCIÓN

Pág.  
2/2

### ENSAYOS BIOLOGICOS

**Determinación de la carga microbiológica del producto:** Determinar el número tipo de microorganismos (carga microbiológica), presentes en las máscaras fáciles no estériles. Según Norma BS EN 14683.

### INDICACIONES

Utilice la Máscara Facial, de acuerdo a los requerimientos de la institución de salud.

Use técnica aséptica y abra el empaque.

Deséchelo una vez ha sido utilizado, según los protocolos de la institución.

### USOS Y PRECAUCIONES DEL PRODUCTO


La Máscara Facial, de un solo uso, es un elemento utilizado para disminuir el riesgo de contacto con agentes contaminantes o de riesgo para la salud del personal de salud y paciente, así como también para evitar la contaminación por medio de fluidos.

La Máscara Facial, es utilizado por médicos, enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería y demás personal que lo requiera. Si la Máscara Facial, no se encuentra en buen estado, no utilizar este producto. Este elemento solo se debe usar una sola vez, deseche la máscara facial una vez ha sido utilizado.

FECHA DE ELABORACION  
2019 - 08 - 25

Barranquilla - Colombia  
Calle 80 No. 78B - 51 A.A. 3130  
www.rymco.com.co  
E-mail: csolano@rymcomedical.com  
Departamento de Calidad

ELABORADO POR:




**DANIELA GARCÍA M.**  
ANALISTA DE DESARROLLO Y  
ESPECIFICACIONES

REVISADO POR:



**DANIEL CUDRIZ Z.**  
COORDINADOR DE CONTROL DE  
CALIDAD

APROBADO POR:



**CARLOS SOLANO G.**  
DIRECTOR DE CALIDAD Y DESARROLLO